

PRODUKTKATALOG FAHL

SCANDINAVIA AB VF2017-0037



FÖRBRUKNINGSMATERIAL

FÖR REHABILITERING AV

LARYNGEKTOMERADE PATIENTER



**Utgåva / datum: 06/2019**

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra på de angivna produkterna, speciellt tekniska förändringar.




**Upphovsrätt**

Innehållet i denna katalog, inklusive alla dess delar och bilder, är skyddad av upphovsrätten. Användning utöver upphovsrättens smala gränser utan upphovsmannens samtycke är förbjudet och föremål för åtal. Detta gäller framför allt reproduktioner, översättningar, mikrofilmning, lagring och behandling av dessa data i elektroniska system.

Denna broschyr innehåller bara ett litet urval av vårt sortiment. Mer om vårt sortiment av produkter hittar du på [www.fahl-scandinavia.se](http://www.fahl-scandinavia.se).

<b>STOMAFÖRBAND</b>		<b>4</b>
<b>RÖSTVENTIL</b>		<b>7</b>
<b>RÖSTVENTIL TILLBEHÖR</b>		<b>7</b>
<b>FILTERKASSETT</b>		<b>8</b>
<b>RÖSTMEMBRAN</b>		<b>9</b>
<b>TUB FÖR UNDERHÅLL AV STOMATS ÖPPNING</b>		<b>11</b>
<b>STOMAKNAPP SOM ALTERNATIV TILL PLÅSTER</b>		<b>12</b>
<b>TILLBEHÖR / ANDRA</b>		<b>13</b>
<b>ANATOMI</b>		<b>14</b>

## STOMAFÖRBAND FÖR PLATT STOMA

	48120	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE round	<p><b>Runt stomaförband</b> för daglig användning av HME-kassetter eller trakeostomiventiler. Filterkassetten fixeras med kombiadaptorn på 22 mm och kan lätt bytas. Plåstret har hög vidfästningsförmåga och transparent utseende. Lämplig för användning till trakeostomi med problematisk anatomi.</p>
	48220	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE oval	<p><b>Ovalt stomaförband</b> för trakeostomi med problematisk anatomi. Stomaförband för daglig användning av HME-kassetter eller trakeostomiventiler. Filterkassetten fixeras med kombiadaptorn på 22 mm och kan lätt bytas. Plåstret har hög vidfästningsförmåga och transparent utseende. Lämplig för användning mot trakeostomi med problematisk anatomi.</p>
	48140	LARYVOX® TAPE COMFORT round	<p><b>Runt stomaförband</b> för daglig användning av HME-kassetter eller trakeostomiventiler. Filterkassetten fixeras med kombiadaptorn på 22 mm och kan lätt bytas. Plåstret har hög vidfästningsförmåga och hudfärgat utseende.</p>

## STOMAFÖRBAND FÖR PLATT STOMA

	48130	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT round	<p><b>Runt stomaförband</b> för daglig användning av HME-kassetter eller trakeostomiventiler. Filterkassetten fixeras med kombiadaptern på 22 mm och kan lätt bytas. Plåstret är särskilt hudvänligt och kan användas från första dagen efter operationen. Den har hög fixeringskomfort och förmåga att innesluta vätskor/sekret.</p>
	48230	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT oval	<p><b>Ovalt d:o stomaförband</b></p>
	48330	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT XL oval	<p><b>Ovalt Extra stort d:o stomaförband</b></p>
	48500	LARYVOX® TAPE CONVEX	<p><b>Ovalt stomaförband</b> för daglig användning av HME-kassetter eller trakeostomiventiler. Den är gjord av ett transparent, vattenavvisande material som täcker en stor hudyta runt trakeostomin. Avsedd för användning mot oregelbundna, djupare stoman. Fungerar bra i kombination med hands-free talventil.</p>


## STOMAFÖRBAND FÖR DJUPARE STOMA

	48400	<b>LARYVOX® TAPE EXTRA FINE</b> rectangular	<b>Rektangulärt stomaförband</b> för daglig användning av HME-kassetter eller trakeostomiventiler. Plåstret har mycket god vidfästningsförmåga, är transparent i utseende med en extremt tunn bottenplatta. Den är gjord av ett vattenavvisande material som täcker en stor hudyta runt stomat. Plåstret anpassar sig optimalt till halsens rörelser och är diskret i utseende.
	48050	<b>LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN</b> round	<b>Runt stomaförband</b> för daglig användning av HME-kassetter eller trakeostomiventiler. Filterkassetten fixeras med kombiadaptorn på 22 mm. och kan lätt bytas. Plåstret är särskilt hudvänligt och kan användas från första dagen efter operationen. Särskilt bra för känslig hud och minskar risken för allergiska hudreaktioner. Plåstret anpassar sig bekvämt till kroppens rörelser och har mycket god vidfästningsförmåga samt hög flexibilitet och lång hållbarhet.

## RÖSTVENTIL 20 FR

	<b>IN20xx-NS</b>	<b>Blom-Singer® CLASSIC Indwelling Voice Prosthesis</b>	Blom-Singer® CLASSIC Indwelling är en röstventil med integrerat ,flap valve.' Produkten är tillverkad i medicinsk silikon med en ,radio-paque ring' runt esophageal-flänsen.
	<b>IN2006-NS</b>	20 Fr, 6 mm	
	<b>IN2008-NS</b>	20 Fr, 8 mm	
	<b>IN2010-NS</b>	20 Fr, 10 mm	

## RÖSTVENTIL EXTRA TÄTSLUTANDE 20 FR

	<b>IN20xx-LEF</b>	<b>Blom-Singer® CLASSIC Indwelling LEF Voice Prosthesis</b>	Blom-Singer® CLASSIC Indwelling är en röstventil med integrerat ,flap valve.' Produkten är tillverkad i medicinsk silikon med en ,radio-paque ring' runt esophageal-flänsen. LEF benämningen betyder att röstventilen har en förstorad esophagealfläns som hjälper med att motverka läckage igenom röstventilen.
	<b>IN2006-LEF</b>	20 Fr, 6 mm	
	<b>IN2008-LEF</b>	20 Fr, 8 mm	
	<b>IN2010-LEF</b>	20 Fr, 10 mm	

## BORSTE FÖR RENGÖRING AV RÖSTVENTIL (UPP TILL 10 mm)

**29110-10****LARYVOX® DUO BRUSH  
incl. Clip**

SIZE 10

Borsten har en rundad spets för att förhindra skador i matstrupens slemhinna. Sekretrester kan avlägsnas från trakealflänsen och omgivningen med den lilla svampen. Med klämman LARYVOX® Clip kan en lampa fästas på borsten, så att röstventilen får god belysning för rengöring.

## PLUGG FÖR STOPP AV LÄCKAGE RUNT RÖSTVENTIL

**25800****LARYVOX® PLUG**

Passar till alla, vanligast förekommande röstventiler (20,22 & 22,5 FR)

LARYVOX® PLUG är tillverkad av medicinskt ren silikon för användning till shuntventiler. LARYVOX® PLUG är avsedd för tillfällig stängning av en röstventil, för att undvika vätskeläckage genom ventilen tills den kan undersökas av specialist och eventuellt bytas ut. LARYVOX® PLUG består av ett säkringsband och en plug.




**FILTERKASSETT NORMAL - FÖR AKTIV VARDAG**

	<p><b>49862</b></p>	<p><b>LARYVOX® EXTRA HME Medium</b></p>	<p>Fukt-värmeväxlare med medium andningsmotstånd. För användning av patienter under både dag och natt. Kompatibel med alla vanliga 22 mm system (LARYVOX®).</p>
---	---------------------	---	---



**FILTERKASSETT HÖGFLÖDE - FÖR LUGN VARDAG**

	<p><b>49861</b></p>	<p><b>LARYVOX® EXTRA HME HighFlow</b></p>	<p>Fukt-värmeväxlare med lågt andningsmotstånd. För användning av patienter både dag och natt. Kompatibel med alla vanliga 22 mm system (LARYVOX®).</p>
--	---------------------	---	---

**FILTERKASSETT HÖGFLÖDE - FÖR LUGN VARDAG**

	<p><b>46460</b></p>	<p><b>HUMIDOTWIN®</b></p>	<p>Fukt- värmeväxlare samt partikelfilter som fungerar speciellt bra för användning under natten. Övertrycksventilen i höljets lock gör att trycket inte kan bli för högt samt att det går att hosta upp sekret utan att HME behöver tas bort. Risken att befuktningssmediet klibbar ihop minimeras, och större sekretmängder kan hostas upp.</p>
---	---------------------	---------------------------	---


**FILTERKASSETT TILL RÖSTMEMBRAN**

	<p><b>49800</b></p>	<p><b>LARYVOX® HME</b></p>	<p>Fukt- värmeväxlare med normalt andningsmotstånd som antingen försluts genom fingerrockklusion eller med handsfree valv. Kompatibel med alla vanliga 22 mm kopplingar.</p>
	<p><b>49810</b></p>	<p><b>LARYVOX® HME HighFlow</b></p>	<p>Fukt- värmeväxlare med lågt andningsmotstånd som antingen försluts genom fingerrockklusion eller med handsfree valv. Kompatibel med alla vanliga 22 mm kopplingar.</p>


**RÖSTMEMBRAN SET "HANDSFREE"- MEDIUM**

	<p><b>21982</b></p>	<p><b>LARYVOX® Hands-Free Valve Kombi HME Low Resistance</b></p>	<p>Integrerad kombi adaptor (22 mm) för HME och talventil med lågt luftmotstånd.</p>
---	---------------------	--	--


**RÖSTMEMBRAN SET "HANDSFREE"- STARK**

	<p><b>21983</b></p>	<p><b>LARYVOX® Hands-Free Valve Kombi HME Normal Resistance</b></p>	<p>Integrerad kombi adaptor (22 mm) för HME och talventil med normalt luftmotstånd.</p>
---	---------------------	---	---

## TUB FÖR UNDERHÅLL AV STOMATS ÖPPNING

 <p>MRT STERILE</p>	<p><b>14920-0962</b></p>	<p><b>LARYNGOTEC® KOMBI</b></p> <p>SIZE 9, LENGTH 62</p>	<p>Mjuk trakeotomikanyl gjord i medicinsk silikon med 22 mm koppling. Återanvändbar produkt avsedd som enpatientprodukt.</p>
--	--------------------------	--	--

## TUB FENESTRERAD FÖR UNDERHÅLL AV STOMATS ÖPPNING

 <p>MRT STERILE</p>	<p><b>14720-0962</b></p>	<p><b>LARYNGOTEC® KOMBI LINGO</b></p> <p>SIZE 9, LENGTH 62</p>	<p>Mjuk, fenestrerad trakeotomikanyl gjord i medicinsk silikon med 22 mm connector. Återanvändbar produkt avsedd som enpatientprodukt.</p>
--	--------------------------	--	--


## TUB MED RING FÖR UNDERHÅLL AV STOMATS ÖPPNING

 <p>MRT STERILE</p>	<p><b>14830-0962</b></p>	<p><b>LARYNGOTEC® KOMBI CLIP</b></p> <p>SIZE 9, LENGTH 62</p>	<p>Mjuk trakeotomikanyl gjord i medicinsk silikon med 22 mm koppling, och clip som gör det möjligt att fästa tuben till en bottenplatta. Återanvändbar produkt avsedd som enpatientprodukt.</p>
--	--------------------------	---	---

## DIMENSIONER LARYNGOTEC® KOMBI, KOMBI LINGO, KOMBI CLIP

Size	O.D. Tip (mm)	O.D. Shield (mm)	I.D. OC (mm)	Length (mm)
9	12.4	12.4	9.4	44 / 62 / 75


## STOMAKNAPP

	<b>15950-08</b>	<b>LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button FIX</b>  SIZE 8	Kort laryngektomikanyl för patienter som inte längre behöver trakeotomikanyl för att hålla stomat öppet. Produkten har 22 mm koppling och fästen för nackband.
---	-----------------	---	--

## DIMENSIONER LARYNGOTEC® BUTTON

Size	O.D. Shield (mm)	I.D. OC (mm)	Length (mm)
8	11.0	8.0	22


## HÅLLARE TILL TUB FÖR UNDERHÅLL AV STOMATS ÖPPNING - "NACKBAND"

	<b>32631</b>	<b>NECKFIX® Duo K</b> beige,  SIZE 40 - 53 cm	Kanylbandet är en enpatient-produkt och således endast avsett för användning till en enda patient (även för flergangsbruk). Kanylbandet ska inte ligga för hårt om halsen. Optimalt är cirka 1 cm mellan band och hals. För att trakealkanylen inte ska lossna oavsiktligt, måste det regelbundet kontrolleras att kanylbandet sitter säkert.
---	--------------	--	---

## BORSTE TILL TUB FÖR UNDERHÅLL AV STOMATS ÖPPNING

	<b>31855</b>	<b>OPTIBRUSH® PLUS</b> 8 mm  SIZE 5-14	OPTIBRUSH® PLUS är en specialborste med mjuka fibrer för extra skonsam och effektiv rengöring av trakealkanyler.
--	--------------	---	--

## ADAPTER FÖR KOPPLING MELLAN KASSETT OCH TILLBEHÖR


	<b>48915</b>	<b>LARYVOX® Connect</b>	15 mm adapter för 22 mm kombi connector. Möjliggör användning av HME med 15 mm connector.
---	--------------	-------------------------	---

## TILLBEHÖR FÖR STOMAFÖRBAND - DUSCHSKYDD


	<b>47400</b>	<b>LARYVOX® SECUTRACH®</b> <b>Shower guard</b>	LARYVOX® SECUTRACH® duschskydd består av ett plasthölje och fungerar som skydd för trakeostomier vid dusch och hårtvätt. Duschskyddet förhindrar att vatten tränger in i trakeostomin och är anpassat för anslutning till en 22 mm-konnektoring.
---	--------------	---	--




BEFORE THE LARYNGECTOMY/TRACHEOSTOMY




AFTER THE TRACHEOSTOMY




AFTER THE LARYNGECTOMY




AFTER THE LARYNGECTOMY WITH SPEECH AID



AFTER THE LARYNGECTOMY WITH VOICE PROSTHESIS



AFTER THE LARYNGECTOMY WITH HME













## FAHL FINNS FÖR DIG I HELA EUROPA! - HÄR FINNS VI REPRESENTERADE





**Fahl Scandinavia AB**  
Building 301 Medicon Village  
223 81 Lund - Schweden  
Phone +46 (0) 46 - 287 37 90  
mail [info@fahl-scandinavia.se](mailto:info@fahl-scandinavia.se)  
[www.fahl-scandinavia.se](http://www.fahl-scandinavia.se)

\* Fahl Scandinavia AB är exklusiv försäljningspartner för Blom-Singer®-produkter i vissa länder i Europa.  
För mer information se vår hemsida [www.fahl-scandinavia.se](http://www.fahl-scandinavia.se).



[www.fahl-scandinavia.se](http://www.fahl-scandinavia.se)