

# PROVOX<sup>®</sup>

Produktkatalog  
2019

Upphandlat Varuförsörjningen  
VF2017-0037-01



**Atos** Atos Medical  
Your voice

# Atos Medical – vilka är vi?

På Atos Medical arbetar vi för att ge en röst till personer som andas genom ett stoma med designlösningar och teknik som bygger på decennier av erfarenhet och en djup förståelse för våra användare.

Sedan lanseringen av den första Provox-röstventilen 1990 har Atos Medical blivit världsledande inom laryngektomivård.

Vårt engagemang och specialisering inom området har gett oss djup förståelse för våra kunders behov. Förståelsen driver vår innovationsprocess och vi är stolta över att kontinuerligt kunna erbjuda innovativa lösningar till våra användare.

Under åren har vi tillgodosett behoven hos cirka 100 000 personer med laryngektomi i över 70 länder. Vår omfattande produktportfölj för laryngektomivård omfattar ett komplett sortiment av Provox-produkter för tal- och lungrehabilitering. Detta breda sortiment med högkvalitativa Provox-produkter möjliggör en personligt anpassad kombination av lösningar för varje enskild användare.

Atos Medical är väl medvetna om att vår marknadsledande ställning inom laryngektomivård innebär mer än bara produktutveckling. Stöd till klinisk forskning och utbildning av både vårdpersonal och användare är en viktig del av vår verksamhet. Våra produkter presenteras i mer än 150 vetenskapligt granskade publikationer. Vi ger stöd åt och leder hundratals konferenser och utbildningsprogram varje år.

Vi är stolta över vår historia och våra bedrifter och vi är alltid intresserade av att lära oss mer av våra användare som vi förser med de bästa produkterna, tjänsterna och utbildningarna inom laryngektomivård.

#### Patent och varumärken:

Provox®, Provox® ActiValve®, Provox® FreeHands HME®, Provox® XtraBase® och Provox® TrachPhone® är registrerade varumärken som ägs av Atos Medical AB, Sverige.

Provox® Vega™, Provox® SmartInserter™, Provox® NID™, Provox® XtraMoist™ och XtraFlow™, Provox® Micron HME™, Provox® Luna™, Provox® HME Cap™, Provox® XtraFlange™, Provox® ShowerAid™, Provox® LaryTube™, Provox® LaryClip™ and Provox® LaryButton™, Provox® FlexiDerm™, Provox® OptiDerm™, Provox® FreeHands FlexiVoice™, Provox® FreeHands Support™, Provox® StabiliBase™ är varumärken som ägs av Atos Medical AB, Sverige.

För information om skydds rättigheter (t.ex. patent), se vår webbplats [www.atosmedical.com/patents](http://www.atosmedical.com/patents).

I denna katalog hittar du produkter som ger möjligheten att tala, andas tillfredsställande och ta hand om huden.

## **Innehåll**

**4. Tala**

**10. Andas**

**17. Handsfree**

**21. Hudvård**

**24. Anatomiska illustrationer**

**25. Urval av referenser**

**26. Kontakt**

# Tala



## Provox® Vega™

En röstventil utformad för god röstkvalitet, låg ansträngning vid tal, enkelt underhåll av produkten och komfort.

- Mindre ansträngd röst
- Lättare att förstå
- Mindre ansträngning vid tal
- Bättre röstkvalitet



Provox Vega röstventil kommer med ett insättningssystem som ger användaren bättre kontroll och större flexibilitet.

- Anpassar sig till patientens anatomi och klinikerns insättningsmetod
- Skapar ett perfekt veck av den esofageala flänsen
- Intuitiv och lätt att använda



Provox Vega 22.5Fr	Size	Ref.no
Provox Vega 22.5Fr	4 mm	4282
Provox Vega 22.5Fr	6 mm	4283
Provox Vega 22.5Fr	8 mm	4284
Provox Vega 22.5Fr	10 mm	4285
Provox Vega 22.5Fr	12.5 mm	4286
Provox Vega 22.5Fr	15 mm	4287

Steril, avsedd för engångsbruk.

Inkluderar: 1 Provox Vega röstventil med insättningssystem (steril) och 1 Provox Brush (icke-steril).

# Provox® Vega™ XtraSeal™

En lösning för att hantera läckage runt röstventilen.

- Den större esofageala flänsen är tunn och böjlig så att den kan anpassas efter vävnaden runt TE-fisteln
- Hanterar läckage runt ventilen så att användaren kan fortsätta tala, äta och dricka
- Ventilfästet är röntgentätt, vilket gör att röstventilen syns på röntgen



Provox Vega XtraSeal	Storlek	Ref.nr.
Provox Vega XtraSeal 22,5 Fr	4 mm	4300
Provox Vega XtraSeal 22,5 Fr	6 mm	4301
Provox Vega XtraSeal 22,5 Fr	8 mm	4302
Provox Vega XtraSeal 22,5 Fr	10 mm	4303
Provox Vega XtraSeal 22,5 Fr	12,5 mm	4304
Provox Vega XtraSeal 22,5 Fr	15 mm	4305

Steril, avsedd för engångsbruk.

Inkluderar: 1 Provox Vega XtraSeal röstventil med insättningssystem (steril) och 1 Provox Brush (icke steril).

**Observera!** Skaflet på Provox XtraSeal är ungefär 1 mm kortare än den angivna storleken på grund av den förstörade esofageala flänsen.

## Provox® Brush

För rengöring av röstventilen.

- Enkel och effektiv rengöring
- Kan böjas för individuell anpassning
- Kan användas för att sätta in Provox Plug och Provox Vega Plug

Provox Brush	Antal	Storlek	Ref.nr.
Provox Brush	6 st.	4,5–10 mm	7204
Provox Brush XL	6 st.	12-18 mm	7225

Icke-steril, återanvändbar. Avsedd för enpatientsbruk.  
För röstventiler i storlekarna 12,5 och 15 mm används Provox Brush XL.



## Provox® Flush

För spolning efter borstning.

- Kan användas med luft eller dricksvatten
- Kan böjas för individuell anpassning

Provox Flush	Antal	Ref.nr.
Provox Flush	1 st.	8109

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.  
Återanvändbar.



## Provox® Plug och Provox® Vega™ Plug

Ett förstahjälpenverktyg som tillfälligt stoppar läckage genom röstventilen.

Provox Plug och Provox Vega Plug	Antal	Ref.nr.
----------------------------------	-------	---------

Provox Vega Plug, 22,5 Fr	1 st.	8139
---------------------------	-------	------

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk. Återanvändbar.  
Inkluderar: Provox Brush.

**Observera:** Provox Vega Plug passar i Provox Vega röstventiler och Provox Plug är avsedd för Provox ActiValve.



## Provox® XtraFlange™

En snabb lösning för att hantera läckage runt röstventilen.

Provox XtraFlange	Antal	Ref.nr.
Provox XtraFlange 22,5 Fr	1 st.	7275

Steril, avsedd för engångsbruk.





Andas



## Provox® XtraFlow™

Provox XtraFlow ger lägsta möjliga andningsmotstånd samtidigt som den håller inandningsluften fuktig och förbättrar lunghälsan. Använd den under dagen när Du är fysiskt aktiv.

- Lågt andningsmotstånd
- Befuktar inandningsluften, vilket minskar hosta och slemproduktion
- Enkel ocklusion av stomat vid tal
- Design med låg profil



Provox XtraHME	Antal	Ref.nr.
Provox XtraFlow HME	30 st.	7291

Ikke-steril, avsedd för engångsbruk.

## Provox® XtraMoist™

Den här HME-kassetten ger inandningsluften extra befuktning. Använd den under dagen när du tar det lugnt.

- Hög befuktning
- Bekväm andning
- Minskar hosta och slemproduktion
- Enkel ocklusion av stomat vid tal
- Design med låg profil



Provox XtraHME	Antal	Ref.nr.
Provox XtraMoist HME	30 st.	7290

Ikke-steril, avsedd för engångsbruk.

## Provox® Luna™

Provox Luna är en ny lösning för natten som ger dig en bekvämare sömn, lugnar huden och förbättrar din lunghälsa.

- Mjuk och len för bättre komfort på natten
- Plåstret är tillverkat av hydrogel som lugnar och svalkar huden
- Överlägsen befuktning i jämförelse med andra HME-kassetter\*
- Lågt andningsmotstånd som gör det enkelt att andas på natten
- Sidoöppningar för att förhindra luftblockering när du sover



Provox Luna	Antal	Ref.nr.
Provox Luna HME	30 st.	8013
Provox Luna Adhesive	15 st.	8014

\* Registrerade data

## Provox® Micron HME™

Inte bara en HME, utan även ett effektivt filter mot bakterier, virus och damm.

- Ett högeffektivt bakterie och virusfilter (≥99%)
- Minskar hosta och slemproduktion

Observera att filtreringskapaciteten kan variera beroende på de luftburna partiklarnas storlek, form och hastighet.



Provox Micron HME	Antal	Ref.nr.
-------------------	-------	---------

Provox MicronHME	30 st.	7248
------------------	--------	------

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.

## Provox® StabiliBase™

Ger överlägsen försegling och stöd för stomat när du talar handsfree.

- För handsfree tal eller mycket tal med fingerocklusion
- Vårt mest använda plåster - passar djupt stoma
- Finns även för känslig hud - Provox StabiliBase Optiderm

Provox StabiliBase	Antal	Ref.nr.
Provox StabiliBase	15 st.	7289
Provox StabiliBase OptiDerm	15 st.	7318

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® XtraBase®

För att tala med fingerocklusion eller handsfree.

- För ett platt eller något djupare stoma
- Fäster bra på huden

Provox XtraBase	Antal	Ref.nr
Provox XtraBase	20 st.	7265

Icke-steril, avsedd för engångsbruk



## Provox® FlexiDerm™

Ger en bra försegling runt stomat under dagen.

- För tal med fingerocklusion
- Fäster bra på huden
- För platt stoma

Provox FlexiDerm	Antal	Ref.nr.
Provox FlexiDerm Rund	20 st.	7253
Provox FlexiDerm Oval	20 st.	7254
Provox FlexiDerm Plus	20 st.	7331

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® OptiDerm™

Ett plåster för dagtid om Du har känslig hud, om huden känns öm eller irriterad.

- För känslig hud
- För öm eller irriterad hud
- Använd efter operation
- Använd efter strålbehandling

Provox OptiDerm	Antal	Ref.nr.
Provox OptiDerm Rund	20 st.	7255
Provox OptiDerm Oval	20 st.	7256
Provox OptiDerm Plus	20 st.	7332

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® LaryButton™

För att bibehålla stomats öppning.

Provox LaryButton	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryButton 12/8	12	8	7671
Provox LaryButton 14/8	14	8	7672
Provox LaryButton 16/8	16	8	7673
Provox LaryButton 18/8	18	8	7674

Provox LaryButton	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryButton 12/18	12	18	7685
Provox LaryButton 14/18	14	18	7686
Provox LaryButton 16/18	16	18	7687
Provox LaryButton 18/18	18	18	7688



Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.  
Återanvändbar.

## Provox® LaryTube™

För att säkerställa att trakeostomat hålls öppet. Finns i olika utföranden; Standard och Fenestrerad (hålls på plats med Provox LaryClips eller Provox TubeHolder) samt med Ring (hålls på plats med Provox-plåster).

ID = inre diameter  
OD = yttre diameter  
L = längd (i mm)

## Provox® LaryTube™ Standard

Standard	ID	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryTube 8/27	9,5	12,0	27	7601
Provox LaryTube 8/36	9,5	12,0	36	7602
Provox LaryTube 8/55	9,5	12,0	55	7603
Provox LaryTube 9/27	10,5	13,5	27	7605
Provox LaryTube 9/36	10,5	13,5	36	7606
Provox LaryTube 9/55	10,5	13,5	55	7607

Standard	ID	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryTube 10/27	12,0	15,0	27	7609
Provox LaryTube 10/36	12,0	15,0	36	7610



Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.  
Återanvändbar.  
Inkluderar: 5 XtraFlow-HME kassetter (7291).

## Provox® LaryTube™ Fenestrerad

Fenestrerad	ID	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryTube 8/36	9,5	12,0	36	7637
Provox LaryTube 8/55	9,5	12,0	55	7638
Provox LaryTube 9/36	10,5	13,5	36	7640
Provox LaryTube 9/55	10,5	13,5	55	7641

Fenestrerad	ID	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryTube 10/36	12,0	15,0	36	7643
Provox LaryTube 10/55	12,0	15,0	55	7644
Provox LaryTube 12/36	13,5	17,0	36	7646
Provox LaryTube 12/55	13,5	17,0	55	7647



Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.  
Återanvändbar.  
Inkluderar: 5 XtraFlow-kassetter (7291) och 1 Provox Brush (7204).

## Provox® LaryTube™ med Ring

Med ring	ID	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryTube 8/36	9,5	12,0	36	7624
Provox LaryTube 8/55	9,5	12,0	55	7625
Provox LaryTube 9/36	10,5	13,5	36	7626
Provox LaryTube 9/55	10,5	13,5	55	7627

Med ring	ID	UD	L	Ref.nr.
Provox LaryTube 10/36	12,0	15,0	36	7628
Provox LaryTube 10/55	12,0	15,0	55	7629
Provox LaryTube 12/36	13,5	17,0	36	7630
Provox LaryTube 12/55	13,5	17,0	55	7631



Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.  
Återanvändbar.  
Inkluderar: 5 XtraFlow-kassetter (7291).

## Provox® TubeHolder

Provox TubeHolder har utvecklats speciellt för att användas med Provox LaryTube och Provox LaryButton. Den är lämplig för användare med känslig hud runt trakeostomat. De integrerade hakarna ger optimal passform till vingarna på Provox LaryTube och LaryButton.

Provox TubeHolder	Antal	Ref.nr.
Provox TubeHolder	1 st.	7668

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® TubeBrush

Provox TubeBrush används för att rengöra Provox LaryTube och Provox LaryButton.

Provox TubeBrush	Antal	Storlek	Ref.nr.
Provox TubeBrush	6 st.	8 mm	7660
Provox TubeBrush	6 st.	12 mm	7661

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.  
Återanvändbar.



## Provox® HME Cassette Adaptor

Provox HME Cassette Adaptor gör det möjligt att använda en Provox HME-kassett med alla trakeostomikanyler med en 15 mm ISO-koppling.

Provox HME Cassette Adaptor	Antal	Ref.nr.
Provox HME Cassette Adaptor	1 st.	7246

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.



# Handsfree





## Provox® FreeHands FlexiVoice™

Ger möjlighet att tala utan att behöva använda händerna.  
Tillgänglig i fyra olika membranstyrkor;  
Light, Medium, Strong, XtraStrong.

- Välj mellan att tala hands-free eller med fingerocklusion
- Finns i fyra olika membranstyrkor
- Kan ställas i låst position vid fysisk aktivitet
- Enkel och snabb att ställa in
- Används tillsammans med Provox FreeHands HME Moist/Flow som minskar hosta och slemproduktion



Provox FreeHands FlexiVoice	Ref.nr.	Provox FreeHands FlexiVoice	Ref.nr.
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus: 1 lätt, 1 medium, 1 starkt, 2 Arches (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel), 30 HME-kassetter	7757	Provox FreeHands FlexiVoice Light: 1 lätt, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8161
		Provox FreeHands FlexiVoice Medium: 1 medium, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8162
		Provox FreeHands FlexiVoice Strong: 1 starkt, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8163
		Provox FreeHands FlexiVoice XtraStrong: 1 XtraStrong, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8166

## Provox® FreeHands Support™

För att minska stomarörelse och förbättra röstkvaliteten när du talar handsfree med Provox FreeHands FlexiVoice.

Provox FreeHands Support	Antal	Ref.nr
Provox FreeHands Support Starter Set: 1 Support Flat* 1 Support Medium* 1 Support Deep*	1 st.	8020
Provox FreeHands Support Flat*	1 st.	8021
Provox FreeHands Support Medium*	1 st.	8022
Provox FreeHands Support Deep*	1 st.	8023
Provox FreeHands Support Adhesive**	15 st.	8024

\* Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk. Återanvändbar.

\*\* Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk



## Provox® FreeHands HME® Flow

För befuktning när du är aktiv.

- För användning med Provox FreeHands FlexiVoice
- Minskar hosta och slemproduktion

Provox FreeHands HME Flow	Antal	Ref.nr.
Provox FreeHands HME Flow	30 st.	8221

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® FreeHands HME® Moist

För extra befuktning när du tar det lugnt.

- För användning med Provox FreeHands FlexiVoice
- Minskar hosta och slemproduktion

Provox FreeHands HME Moist	Antal	Ref.nr.
Provox FreeHands HME Moist	30 st.	8220

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® FreeHands FlexiVoice™ Arch

För att hindra att kläder täpper till öppningen på FlexiVoice.

Provox FreeHands FlexiVoice Arch	Antal	Ref.nr.
Provox FreeHands FlexiVoice Arch	5 st.	8165



## Provox® StabiliBase™

Ger överlägsen försegling och stöd för stomat när du talar handsfree.

- För handsfree tal eller mycket tal med fingerocklusion
- Fäster bra på huden
- För ett djupt stoma

Provox StabiliBase	Antal	Ref.nr.
Provox StabiliBase	15 st.	7289
Provox StabiliBase OptiDerm	15 st.	7318

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® XtraBase®

För att tala med fingerocklusion eller handsfree.

- För ett platt eller något djupare stoma
- Fäster bra på huden

Provox XtraBase	Antal	Ref.nr.
Provox XtraBase	20 st.	7265

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



# Hudvård




## Provox® Adhesive Strip™

Ger ytterligare försegling och skyddar Provox Luna vid duschning.

Provox Adhesive Strip	Antal	Ref.nr.
Provox Adhesive Strip	10 st.	8015

Icke-steril, avsedd för engångsanvändning.



## Provox® Luna™ ShowerAid

Skyddar stomat från vatten när du duschar med Provox Luna.

Provox Luna ShowerAid	Antal	Ref.nr.
Provox Luna ShowerAid	1 st.	8016

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk. Återanvändbar.



## Provox® Adhesive Remover

Hjälper till att avlägsna plåstret.

Provox Adhesive Remover	Antal	Ref.nr.
Provox Adhesive Remover	50 st.	8012

Icke-steril, avsedd för engångsanvändning



## Provox® Skin Barrier

Lämnar ett skyddande lager på huden.

Provox Skin Barrier	Antal	Ref.nr.
Provox Skin Barrier	50 st.	8011

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Skin Tac™

Förbättrar vidhäftningen av tillbehör och tejp på huden.

Skin Tac	Antal	Ref.nr.
Skin Tac självhäftande barriärservetter	50 st.	MS407W

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



## Provox® ShowerAid


Skyddar stomat från vatten när du duschar.

Provox ShowerAid	Antal	Ref.nr.
Provox ShowerAid	1 st.	7260


Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk.  
Innehåll: 1 Provox plåster, FlexiDerm oval (7254).




# Anatomiska illustrationer




Innan total laryngektomi



Efter total laryngektomi



Tal med Provox röstventil:  
Manuell ocklusion av Provox XtraHME fastsatt  
med Provox Adhesive.



Tal med Provox röstventil:  
Handsfree tal med Provox FreeHands FlexiVoice  
fastsatt med Provox Adhesive.

# Kontakt

Under finner du alla våra globala adresser och kontaktinformation till respektive land. Välj det land du önskar kontakta och hör av dig till oss, vi finns alltid här för att hjälpa dig.



## Huvudkontor & Tillverkning:

Atos Medical AB  
Tel. +46 (0)415 198 00  
info@atosmedical.com  
www.atosmedical.com

## Australien:

Atos Medical Pty Ltd  
Tel. +61 1800 286 728  
info.au@atosmedical.com  
www.atosmedical.com.au

## Belgien:

Atos Medical BVBA / SPRL  
Tel. +32 (0)2 218 55 50  
info.be@atosmedical.com  
www.atosmedical.be

## Brasilien:

Atos Medical ltd  
Tel. +55 11 2305 2022  
info.br@atosmedical.com  
www.atosmedical.com.br

## Canada:

Atos Medical Canada Inc  
Tel. +1 833 514 2867  
info.ca@atosmedical.com  
www.atosmedical.ca

## Frankrike:

Atos Medical S.A.S.  
Tel. +33 (0)1 49 08 01 00  
info.fr@atosmedical.com  
www.atosmedical.fr

## Tyskland:

Atos Medical GmbH  
Tel. +49 (0)800 53 53 667  
info.de@atosmedical.com  
www.atosmedical.de

## Ungern:

Atos Medical AB Magyarorszagi  
Tel. +36 70 377 2414  
www.atosmedical.com

## Italien:

Atos Medical Srl  
Tel. +39 049 775 522  
info.it@atosmedical.com  
www.atosmedical.it

## Japan:

Atos Medical Japan Inc.  
Tel. +81 (0)3 4589 2830  
info.jp@atosmedical.com  
www.atosmedical.jp

## Nederländerna:

Atos Medical B.V.  
Tel. +31 (0)79 593 5000  
info.nl@atosmedical.com  
www.atosmedical.nl

## Na Zeeland:

Atos Medical Ltd  
Tel. +64 (0)4 576 2100  
info.nz@atosmedical.com  
www.atosmedical.co.nz

## Norden:

Tel. +46 (0)415-19820  
kundtjanst@atosmedical.com

## Polen:

Atos Medical Poland Sp. z o.o.  
Tel. +48 22 295 00 16  
biuro@atosmedical.com  
www.atosmedical.com

## Portugal:

Atos Medical Spain S.L.  
Sucursal em Portugal  
Tel. +351 212 539 281  
info.pt@atosmedical.com  
www.atosmedical.pt

## Spanien:

Atos Medical Spain S.L.  
Tel. +34 93 323 91 95  
info.es@atosmedical.com  
www.atosmedical.es

## Schweiz:

Atos Medical, Switzerland  
Tel. +41 (0)44 380 60 90  
info.ch@atosmedical.com  
www.atosmedical.ch

## Storbritannien:

Atos Medical UK  
Tel. +44 (0)115 784 1899  
info.uk@atosmedical.com  
www.atosmedical.co.uk

## U.S.A.:

Atos Medical Inc.  
Tel. +1 800 217 0025  
info.us@atosmedical.com  
www.atosmedical.us





På Atos Medical arbetar vi för att ge en röst till personer som andas genom ett stoma, med designlösningar och teknik som bygger på decennier av erfarenhet och en djup förståelse för våra användare.

Kontakta oss för mer information:

Telefon: **+46 (0)415 198 00**

Email: **kundtjanst@atosmedical.com**

Webb: **www.atosmedical.se**

**Huvudkontor:**

Atos Medical AB, Hyllie Boulevard 17, SE-215 32 Malmö, Sweden

**Tillverkning:**

Atos Medical AB, Kraftgatan 8, P.O. Box 183, SE-242 22 Hörby, Sweden

**Observera:**

Den här katalogen är endast avsedd för distribution utanför USA.