

Val av skydds- och arbetskläder

- Det finns många produkter som tillhör skydds- och arbetskläder. I denna vägledning ges information om i vilket syfte varje produkt ska användas samt hur beställningen går till.

Typ av arbete	Produkt	Kommentarer	Artikelnummer
Vård- och laboratoriearbete	Plastförkläde	Används för att skydda arbetskläderna vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (enligt basala hygienrutiner).	86331, 56600, 56282, 46515, 46972
Vård- och laboratoriearbete	Plastförkläde med ärm	Används för att skydda arbetskläderna och armarna vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (enligt basala hygienrutiner).	50930
Vård- och laboratoriearbete	Skyddsrock med mudd gul, plastad	Används för att skydda arbetskläderna och armarna vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (enligt basala hygienrutiner).	56634, 56635
Vård- och laboratoriearbete	Skyddsrock blå, vätskeavvisande	Används för att skydda arbetskläderna och armarna vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (enligt basala hygienrutiner).	56602, 56603
Vård- och laboratoriearbete	Besöksrock vit	Används utanpå arbetskläder eller vanliga kläder vid besök i vissa verksamheter.	56673, 56674, 56675, 56676
Vård- och laboratoriearbete	Besöksrock blå, Rock för operationsavdelningar	Används utanpå arbetskläder eller vanliga kläder vid besök i vissa verksamheter.	56606, 56607, 56608
Operationssjukvård	Personalkläder med mudd blå, sök på skjorta spec och byxor spec	Används som specialarbetsdräkt vid operationssjukvård.	Skjorta: 48936, 59253, 50456, 48926, 48937, 48932, 48928 Byxa: 48885-48889, 59251, 50457


Operationssjukvård	Personalkläder ofodrade med mudd blå, sök på skjorta spec och byxor spec	Används som specialarbetsdräkt vid operationssjukvård.	Skjorta: 60782, 60769, 60768, 60772, 60774, 60783, 60771 Byxa: 60785, 60779, 60784, 60776, 60781, 60775, 60780
Vård- och laboratoriearbete	Personalkläder med mudd grön, sök på skjorta eller byxa	Används som ersättning för ordinarie arbetskläder vid brist.	Skjorta: 48925, 48922, 48921, 48918, 48924 Byxa: 59279, 48979, 48878, 48877, 48882
Vård- och laboratoriearbete	Arbetsdräkt utan mudd, sök på arbetsdräkt	Används som ersättning för ordinarie arbetskläder vid brist.	P35PBXS,P35PBS,P35PB M,P35PBL,P35PBXL, P35PB2XL
Vård- och laboratoriearbete	Skyddsrock mot kroppsvätskor, PB4B	Används som personlig skyddsutrustning mot smittrisk <i>efter att riskbedömning av arbetsmiljön i samarbete med Vårdhygien visat att det behövs, se mer information nedan</i> . Skyddar mot kraftig kontamination och indränkning av kroppsvätskor.	90021, 90022, 90023 Se produktblad på sida 3.
Vård- och laboratoriearbete	Skyddsrock mot kroppsvätskor, PB6B	Används som personlig skyddsutrustning mot smittrisk <i>efter att riskbedömning av arbetsmiljön i samarbete med Vårdhygien visat att det behövs, se mer information nedan</i> . Skyddar mot ett begränsat stänk av kroppsvätskor.	90018,90019, 90020 Se produktblad på sida 4.

För beställning av Skyddsrock mot kroppsvätskor vänligen kontakta er regions vårdhygien:

- [Kontaktinformation | Akademiska](#)
- [Kontakta Smittskyddsenheten - Region Dalarna](#)
- [Kontakta Vårdhygien • Vårdgivare Region Örebro län \(regionorebrolan.se\)](#)
- [Vårdhygien Region Västmanland - Region Västmanland \(regionvastmanland.se\)](#)
- [Smittskydd/Vårdhygien - Region Sörmland \(regionsormland.se\)](#)

Om artikeln inte är beställningsbar i ert beställarsystem kan ni läsa mer om hur ni beställer direkt från leverantörerna här:

[Beställning av produkt - Varuförsörjningen \(varuforsorjningen.se\)](#)



CE-märkt skyddsrock med knytband

Rocken skyddar arbetskläderna, bälten, armarna och benen mot stänk av vätskor som innehåller bakterier och virus och följer klassificeringen PB4B, samt tillverkas enligt SS-EN 14126:2004. Skyddar även mot indränkning.

Kombineras enkelt med engångshandskar för sjukvård.

Levereras i förpackningar om 50 st.

Stänksäker och med skydd mot indränkning.

**SS-EN 14126:2004
SS-EN 14605**

CE (EU) 2016/425, kategori 3

addercare.com



CE-märkt skyddsrock med knytband och ärmuddar

Rocken skyddar arbetskläderna, bälten, armarna och benen mot begränsat stänk av vätskor som innehåller bakterier och virus och följer klassificeringen PB6B, samt tillverkas enligt SS-EN 14126:2004. Skyddar även mot indränkning. Andningsbar filmtäckt non-woven.

Kombineras enkelt med engångshandskar för sjukvård.

Levereras i förpackningar om 25 st.

Skydd mot stänk.

SS-EN 14126:2004

CE (EU) 2016/425, kategori 3

Storlek: S, M, L

addercare.com