

Val av skydds- och arbetskläder

- Det finns många produkter som tillhör skydds- och arbetskläder. I denna vägledning ges information om i vilket syfte varje produkt ska användas samt hur beställningen går till.

Typ av arbete	Produkt	Kommentarer	Artikelnummer
Vård- och laboratoriearbete	Plastförkläde	Används för att skydda arbetskläderna vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (enligt basala hygienrutiner).	61372, 61369, 61446, 46515, 46972
Vård- och laboratoriearbete	Plastförkläde med ärm	Används för att skydda arbetskläderna och armarna vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (enligt basala hygienrutiner).	61373
Vård- och laboratoriearbete	Skyddsrock med mudd gul, plastad	Används för att skydda arbetskläderna och armarna vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (enligt basala hygienrutiner).	61310
Vård- och laboratoriearbete	Besöksrock vit	Används utanpå arbetskläder eller vanliga kläder vid besök i vissa verksamheter.	61374, 61376, 61375, 56674
Vård- och laboratoriearbete	Besöksrock blå, vätskeavvisande Rock för operationsavdelningar	Används utanpå arbetskläder eller vanliga kläder vid besök i vissa verksamheter.	56606, 56607, 56608
Operationssjukvård	Personalkläder med mudd blå, sök på skjorta spec och byxor spec	Används som specialarbetsdräkt vid operationssjukvård.	Skjorta: 48936, 59253, 50456, 48926, 48937, 48932, 48928 Byxa: 48885-48889, 59251, 50457

Operationssjukvård	Personalkläder ofodrade med mudd blå, sök på skjorta spec och byxor spec	Används som specialarbetsdräkt vid operationssjukvård.	Skjorta: 60782, 60769, 60768, 60772, 60774, 60783, 60771 Byxa: 60785, 60779, 60784, 60776, 60781, 60775, 60780
Vård- och laboratoriearbete	Personalkläder med mudd grön, sök på skjorta eller byxa	Används som ersättning för ordinarie arbetskläder vid brist.	Skjorta: 48925, 48922, 48921, 48918, 48924 Byxa: 59279, 48979, 48878, 48877, 48882
Vård- och laboratoriearbete	Arbetsdräkt utan mudd	Används som ersättning för ordinarie arbetskläder vid brist.	Skjorta: 24600, 24600, 24610, 24620, 24630, 24640, 24650 Byxa: 24700, 24710, 24720, 24730, 24740, 24750
Vård- och laboratoriearbete	Skyddsrock mot kroppsvätskor, PB6B	Används som personlig skyddsutrustning mot smittrisk <i>efter att riskbedömning av arbetsmiljön i samarbete med Vårdhygien visat att det behövs, se mer information nedan</i> . Skyddar mot ett begränsat stänk av kroppsvätskor.	61420, 61422, 61423 Se produktblad på sida 3.
Vård- och laboratoriearbete	Skyddsrock med mudd, cytostatika	Används som personlig skyddsutrustning vid arbete med cytostatika.	90024, 90025, 90026

För beställning av Skyddsrock mot kroppsvätskor vänligen kontakta er regions vårdhygien:


- [Kontaktinformation | Akademiska](#)
- [Kontakta Smittskyddsensheten - Region Dalarna](#)
- [Kontakta Vårdhygien • Vårdgivare Region Örebro län \(regionorebrolan.se\)](#)
- [Vårdhygien Region Västmanland - Region Västmanland \(regionvastmanland.se\)](#)
- [Kontaktinformation Smittskydd och vårdhygien - Samverkanswebben \(regionsormland.se\)](#)

Om artikeln inte är beställningsbar i ert beställarsystem kan ni läsa mer om hur ni beställer direkt från leverantörerna här:

[Beställning av produkt - Varuförsörjningen \(varuforsorjningen.se\)](#)

Skyddsrock PB6B

Art.nr: 3059 / 3060 / 3061



Skyddsrock lämplig för vårdpersonal i alla miljöer som inte har krav på steril.

Rocken är framtagen speciellt för att minska kontaminering av vårdpersonal och patient.

Med bekväma stickade muddar, vätsketät barriär och knytband i nacke och midja, är denna rock en bra balans mellan säkerhet och komfort.

Artikeln finns i tre storlekar, 3059 (Small), 3060 (Medium) och 3061 (Large)



PPE CAT III 2016/425

EN 13034 Type PB6B

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005 + A1:2009

EN 14126:2003 + AC:2004

EN 14325:2004

EN 13795-1:2019

3059	3060	3061	Material	Packning
Small	Medium	Large	PP + PE	10 st/inner
115 x 140 cm	120 x 140 cm	125 x 140 cm		50 st/avd
				100 st/trp