



PROVOX[®]
Life

Produktkatalog

Upphandlat Varuförsörjningen VF 2021-00063

Atos
Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

Atos Medical

- Vilka är vi?

På Atos Medical arbetar vi för att ge en röst till personer som andas genom ett stoma med designlösningar och teknik som bygger på decennier av erfarenhet och en djup förståelse för våra användare.

Sedan lanseringen av den första Provox-röstventilen 1990 har Atos Medical blivit världsledande inom laryngektomivård.

Vårt engagemang och specialisering inom området har gett oss djup förståelse för våra kunders behov. Förståelsen driver vår innovationsprocess och vi är stolta över att kontinuerligt kunna erbjuda innovativa lösningar till våra användare.

Vår omfattande produktportfölj för laryngektomivård omfattar ett komplett sortiment av Provox- och Provox Life-produkter för tal- och lungrehabilitering. Detta breda sortiment med högkvalitativa Provox-produkter möjliggör en personligt anpassad kombination av lösningar för varje enskild användare.

Atos Medical är väl medvetna om att vår marknadsledande ställning inom laryngektomivård innebär mer än bara produktutveckling. Stöd till klinisk forskning och utbildning av både vårdpersonal och användare är en viktig del av vår verksamhet. Våra produkter presenteras i mer än 150 vetenskapligt granskade publikationer. Vi ger stöd åt och leder hundratals konferenser och utbildningsprogram varje år.

Vi är stolta över vår historia och våra bedrifter och vi är alltid intresserade av att lära oss mer av våra användare som vi förser med de bästa produkterna, tjänsterna och utbildningarna inom laryngektomivård.

Patent och varumärken:

Provox®, Provox® ActiValve®, Provox® FreeHands HME®, Provox® Luna®, Provox® XtraBase®, TrachPhone®, TruTone®, TruTone EMOTE® and SolaTone® are registered trademarks owned by Atos Medical AB, Sweden.

Provox® Life™, Provox® Vega™, Provox® Vega™ XtraSeal™, Provox® NiD™, Provox® XtraMoist™ and XtraFlow™, Provox® Micron HME™, Provox® HME Cap™, Provox® XtraFlange™, Provox® ShowerAid™, Provox® LaryTube™, Provox® LaryClip™ and Provox® LaryButton™, Provox® FlexiDerm™, Provox® OptiDerm™, Provox® FreeHands FlexiVoice™, Provox® FreeHands Support™, Provox® StabiliBase™ and SolaTone Plus™ are trademarks of Atos Medical AB, Sweden.

För information om skydds rättigheter (t.ex. patent), se vår webbplats www.atosmedical.com/patents.

I denna katalog hittar du produkter som ger möjligheten att tala, andas tillfredsställande och ta hand om huden.

Innehåll

4. Tala

10. Andas

22. Handsfree

25. Hudvård

28. Anatomiska illustrationer

29. Produktöversikt

34. Kontakt

Tala






Provox® Vega™ Puncture Set

Ett kirurgiskt engångsset för primär och sekundär insättning av Provox Vega.

- Kirurgiskt allt-i-ett-set
- Skapar en rund fistel och lämnar den omgivande vävnaden intakt
- Levereras med en förladdad Provox Vega röstventil
- För engångsbruk och steril
- Möjliggör ett snabbt ingrepp med minimalt behov av förberedelse och montering



Produktnamn	Storlek	Ref.nr.
Provox Vega Puncture Set 22.5 Fr	8 mm	8147
Provox Vega Puncture Set 22.5 Fr	10 mm	8148
Provox Vega Puncture Set 22.5 Fr	12.5 mm	8149

Inkluderar: 1 Pharynx Protector (av genomskinlig termoplast), 1 Puncture Needle (av kirurgiskt rostfritt stål), 1 GuideWire (av färgad fluorplast), 1 Puncture Dilator med 1 förladdad Provox Vega röstventil och 1 Provox Brush. Det finns även två mindre storlekar tillgängliga på 17 FR eller 20 FR.




Provox® Vega™

En röstventil utformad för god röstkvalitet, låg ansträngning vid tal, enkelt underhåll av produkten och komfort.

Provox Vega röstventil kommer med ett insättningssystem som ger användaren bättre kontroll och större flexibilitet.

- Anpassar sig till patientens anatomi och klinikerns insättningsmetod
- Skapar ett perfekt veck av den esofageala flänsen
- Intuitiv och lätt att använda
- Kan kombineras med Provox® Capsule eller TwistLock.



Produktnamn	Storlek	Ref.nr.
Provox Vega 22.5Fr	4 mm	4282
Provox Vega 22.5Fr	6 mm	4283
Provox Vega 22.5Fr	8 mm	4284
Provox Vega 22.5Fr	10 mm	4285
Provox Vega 22.5Fr	12.5 mm	4286
Provox Vega 22.5Fr	15 mm	4287

Steril, avsedd för engångsbruk.
Inkluderar: 1 Provox Vega röstventil med insättningssystem (steril) och 1 Provox Brush (icke-steril). Det finns även två mindre storlekar tillgängliga på 17 FR eller 20 FR.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
TwistLock 22Fr	10	8032

Steril, avsedd för engångsbruk.
Det finns även två mindre storlekar tillgängliga på 17 FR eller 20 FR.





Provox® Vega™ XtraSeal™

En lösning för att hantera läckage runt röstventilen.



- Den större esofageala flänsen är tunn och böjlig så att den kan anpassas efter vävnaden runt TE-fisteln
- Hanterar läckage runt ventilen så att användaren kan fortsätta tala, äta och dricka

Produktnamn	Storlek	Ref.nr.
Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	4 mm	4300
Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	6 mm	4301
Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	8 mm	4302
Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	10 mm	4303
Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	12.5 mm	4304
Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	15 mm	4305

Steril, avsedd för engångsbruk.

Inkluderar: 1 Provox Vega XtraSeal röstventil med insättningsystem (steril) och 1 Provox Brush (icke steril). Det finns även två mindre storlekar tillgängliga på 17 FR eller 20 FR.

Observera! Skiftet på Provox XtraSeal är ungefär 1 mm kortare än den angivna storleken på grund av den förstorade esofageala flänsen.



Provox® ActiValve®

Röstventilen med förlängd hållbarhetstid



- Förlängd hållbarhetstid – minskar behovet av täta byten för de flesta patienter
- Finns i tre styrkor – Light (lätt), Strong (stark) och XtraStrong (extra stark)
- ActiValve får inte sitta på plats under MRT-undersökningar (magnetresonanstomografi) eller strålbehandling.

Produktnamn	Storlek	Ref.nr.
Provox ActiValve Light 22,5	4.5 mm	7150
Provox ActiValve Light 22,5	6 mm	7151
Provox ActiValve Light 22,5	8 mm	7152
Provox ActiValve Light 22,5	10 mm	7153
Provox ActiValve Light 22,5	12.5 mm	7154
Provox ActiValve Strong 22,5	4.5 mm	7160
Provox ActiValve Strong 22,5	6 mm	7161
Provox ActiValve Strong 22,5	8 mm	7162
Provox ActiValve Strong 22,5	10 mm	7163
Provox ActiValve Strong 22,5	12.5 mm	7164
Provox ActiValve XtraStrong 22,5	4.5 mm	7165
Provox ActiValve XtraStrong 22,5	6 mm	7166
Provox ActiValve XtraStrong 22,5	8 mm	7167
Provox ActiValve XtraStrong 22,5	10 mm	7168
Provox ActiValve XtraStrong 22,5	12.5 mm	7169
Provox ActiValve Lubricant (replacement)		7149

Icke-steril, avsedd för engångsbruk. Innehåll: 1 Provox ActiValve röstventil, 1 insättningsystem för engångsbruk, 2 Provox Brush, 1 Provox ActiValve Lubricant (smörjmedel), 1 Provox Plug, 2 bruksanvisningar, 1 anvisning för nödsituationer.



Provox® Capsule

Produktnamn	Ref.nr.
Provox Capsule 22.5Fr	7797

Icke steril, avsedd för engångsbruk. Det finns även två mindre storlekar tillgängliga på 17 FR eller 20 FR.




Provox® Brush

För rengöring av röstventilen.

- Enkel och effektiv rengöring
- Kan böjas för individuell anpassning
- Kan användas för att sätta in Provox Plug och Provox Vega Plug

Produktnamn	Antal	Storlek	Längd på borsthuvud	Skaftlängd	Ref.nr.
Provox Brush	6 st.	4-10 mm	22 mm	105 mm	7204
Provox Brush XL	6 st.	12-18 mm	27,5 mm	105 mm	7225
Provox Brush Long	6 st.	4-10 mm	22 mm	155 mm	8404
Provox Brush Long XL	6 st.	12-18 mm	27,5 mm	155 mm	8425

Icke-steril, återanvändbar. Avsedd för enpatientsbruk. För röstventiler i storlekarna 12,5 och 15 mm används Provox Brush XL.



Provox® Flush

För spolning efter borstning.

- Kan användas med luft eller dricksvatten
- Kan böjas för individuell anpassning

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Flush	1 st.	8109

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk. Återanvändbar.



Provox® Plug och Provox® Vega™ Plug

Ett förstahjälpenverktyg som tillfälligt stoppar läckage genom röstventilen.

- Kan användas med luft eller dricksvatten
- Kan böjas för individuell anpassning

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Plug	1 st.	7205
Provox Vega Plug, 22.5 Fr	1 st.	8139

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk. Återanvändbar. Inkluderar: Provox Brush. Det finns även två mindre storlekar tillgängliga på 17 FR eller 20 FR.

Observera: Provox Vega Plug passar i Provox Vega röstventiler och Provox Plug är avsedd för Provox ActiValve.






Provox® XtraFlange™

En snabb lösning för att hantera läckage runt röstventilen.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox XtraFlange 22.5 Fr	1 st.	7275

Steril, avsedd för engångsbruk. Det finns även två mindre storlekar tillgängliga på 17 FR eller 20 FR.



Provox® GuideWire

Provox GuideWire möjliggör retrograd insättning av alla Provox röstventiler (kvarliggande).

I spetsen finns en skåra som håller fast ventilens säkerhetssträng.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox GuideWire	1 st.	7215

Steril, avsedd för engångsbruk.



Andas





Provox® Life™ Home HME

Denna HME är utformad för att förbättra lunghälsan. Designen har optimerad befuktningsförmåga och andningsmotstånd vilket gör den perfekt för lugna aktiviteter i hemmet.

- Hög befuktningsförmåga hjälper till att minska slem och hosta
- Måttligt andningsmotstånd gör det lättare att andas under lugna aktiviteter
- Ergonomisk design med enklare ocklusion av stomat vid tal
- Enkel ocklusion av stomat för att tala med en röstventil

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Home HME	30 st.	8311

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® Life™ Go HME

Denna HME är utformad för att ge lägre andningsmotstånd, men samtidigt god befuktningsförmåga och lungrehabilitering. Den är därför behagligare att andas igenom vid vardagliga aktiviteter utanför hemmet.

- Lågt andningsmotstånd vid aktiviteter utanför hemmet
- Hög befuktningsförmåga hjälper till att minska slem och hosta
- Diskret profil med låg design
- Enkel ocklusion av stomat för att tala med en röstventil

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Go HME	30 st.	8310

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.





Provox® Life™ Night HME

Denna HME är utformad för att ge bästa befuktningsförmåga och en behaglig nattsömn. Tack vare den innovativa designen hjälper den till att minska slem och hosta om natten.

- Stora sidoöppningar förhindrar ocklusion och underlättar andning
- Passar tillsammans med alla andra Provox Life™-produkter



Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Night HME	30 st.	8262

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® Life™ Energy HME

Denna HME är utformad för att möjliggöra användning av HME i situationer med hög aktivitet.

- Mycket lågt andningsmotstånd gör andningen lättare vid sportutövning eller andra fysiska aktiviteter
- Integrerade lufthål i locket underlättar kraftig in- och utandning
- Bra befuktningsförmåga hjälper till att minska slem och hosta



Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Energy HME	30 st.	8312

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® Life™ Protect HME

Denna HME är utformad för att kombinera egenskaperna av en HME med ett effektivt elektrostatiskt filter. Det gör att den skyddar mot bakterier, virus och andra luftburna partiklar.

- Måttligt andningsmotstånd gör det möjligt att använda HME i olika vardagssituationer
- Ny ergonomisk design

* Obs! Eftersom patogener kan komma in i människokroppen på andra sätt kan Provox Life™ Protect HME aldrig garantera fullständigt skydd. Läs bruksanvisningen för vägledning. Observera att filtreringskapaciteten för Provox Life Protect HME kan variera beroende på storlek, form och hastighet på de luftburna partiklarna

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Protect HME	15 st.	8313

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® Life™ FreeHands HME

Denna HME är utformad för att möjliggöra handsfree-tal i kombination med Provox FreeHands Flexivoice™.

- Frihet att tala och använda båda händerna samtidigt
- Enkelt byte av HME utan användning av hjälpmedel
- Bra befuktningsförmåga och måttligt andningsmotstånd
- Passar alla Provox Life™ plåster och befintlig Provox Freehands FlexiVoice

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ FreeHands HME	30 st.	7440

Ikke-steril, avsedd för engångsbruk.





Provox® Life™ Standard-plåster


Ett plåster utformat för daglig användning som ger stark tätning runt stomat.

- Utmärkt vidhäftning som ger stark tätning runt stomat
- Bra passform för platt stoma
- SecureFit™ för säkerhet, komfort och kompatibilitet i alla Provox Life™ HME:er

Tillgänglig i tre storlekar – rund, oval och plus.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Standard-plåster Rund	30 st.	7460
Provox Life™ Standard-plåster Oval	30 st.	7461
Provox Life™ Standard-plåster Plus	30 st.	7462

Icke steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® Life™ Sensitive-plåster


Ett plåster utformat för känslig hud.

- Skonsamt och hudvänligt plåster
- Mjukt och flexibelt hydrokolloidmaterial som ger hög komfort
- Lämpligt för känslig, öm eller irriterad hud
- Bra passform för platt stoma
- SecureFit™ för säkerhet, komfort och kompatibilitet i alla Provox Life™ HME:er

Tillgänglig i tre storlekar – rund, oval och plus.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Sensitive-plåster Rund	30 st.	7463
Provox Life™ Sensitive-plåster Oval	30 st.	7464
Provox Life™ Sensitive-plåster Plus	30 st.	7466

Icke steril, avsedd för engångsbruk.







Provox® Life™ Stability-plåster

Ett plåster utformat för att ge extra stabilitet och stöd runt stomat.

- Nytt flexibelt material som ger bra komfort
- Stark vidhäftning, vilket ger större säkerhet under dagen
- Bra passform för djupt stoma
- Lämplig för handsfree-tal
- SecureFit™ för säkerhet, komfort och kompatibilitet i alla Provox Life™ HME:er

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Stability-plåster	15 st.	8263

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.




Provox® Life™ Night-plåster

Ett plåster utformat för att lindra och svalka huden på natten.

- Hydrogelmaterialet lindrar och svalkar huden
- Lämplig för användning på natten
- Måttlig vidhäftningsförmåga
- SecureFit™ för säkerhet, komfort och kompatibilitet i alla Provox Life™ HME:er, inklusive Provox Life™ LaryTubes
- Lindrar röd och irriterad hud

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Night-plåster	15 st.	8261

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.





Provox® Life™ LaryTube™ Standard

Provox Life™ LaryTube™ kan användas för att fästa Provox Life™ HME och tillbehör.

För patienter med ett krympande trakeostoma kan den också användas för att bibehålla öppningen av trakeostomat. Standardmodellen är tillverkad för att användas med eller utan röstventil. Den kan fästas med en Provox TubeHolder (nackband) eller Provox LaryClips.

Produktnamn	ID	YD	L	Ref.nr.
Provox Life™ LaryTube Standard 8/27	9.5	12.0	27	7409
Provox Life™ LaryTube Standard 8/36	9.5	12.0	36	7410
Provox Life™ LaryTube Standard 8/55	9.5	12.0	55	7411
Provox Life™ LaryTube Standard 9/27	10.5	13.5	27	7412
Provox Life™ LaryTube Standard 9/36	10.5	13.5	36	7413
Provox Life™ LaryTube Standard 9/55	10.5	13.5	55	7414
Provox Life™ LaryTube Standard 10/27	12.0	15.0	27	7415
Provox Life™ LaryTube Standard 10/36	12.0	15.0	36	7416
Provox Life™ LaryTube Standard 10/55	12.0	15.0	55	7417
Provox Life™ LaryTube Standard 12/27	13.5	17.0	27	7418
Provox Life™ LaryTube Standard 12/36	13.5	17.0	36	7419
Provox Life™ LaryTube Standard 12/55	13.5	17.0	55	7420

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk Återanvändbar.
ID - innerdiameter, YD - ytterdiameter, L - längd (i mm)



Provox® Life™ LaryTube™ Standard med Ring

Provox Life™ LaryTube™ kan användas för att fästa Provox Life™ HME och tillbehör.

För patienter med ett krympande trakeostoma kan den också användas för att bibehålla öppningen av trakeostomat. Ringmodellen är tillverkad för att användas med eller utan röstventil. Den kan endast fästas med ett Provox Life™ plåster.

Produktnamn	ID	YD	L	Ref.nr.
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 8/36	9.5	12.0	36	7421
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 8/55	9.5	12.0	55	7422
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 9/36	10.5	13.5	36	7423
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 9/55	10.5	13.5	55	7424
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 10/36	12.0	15.0	36	7425
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 10/55	12.0	15.0	55	7426
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 12/36	13.5	17.0	36	7427
Provox Life™ LaryTube Standard med Ring 12/55	13.5	17.0	55	7428

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk Återanvändbar.
ID - innerdiameter, YD - ytterdiameter, L - längd (i mm)





Provox® Life™ LaryTube™ Fenestrerad

Provox Life™ LaryTube™ kan användas för att fästa Provox Life™ HME och tillbehör.

För patienter med ett krympande trakeostoma kan den också användas för att bibehålla öppningen av trakeostomat. Fenestrerad modell är tillverkad för att användas med en röstventil. Den kan fästas med en Provox TubeHolder (nackband) eller Provox LaryClips.

Produktnamn	ID	YD	L	Ref.nr.
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 8/36	9.5	12.0	36	7429
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 8/55	9.5	12.0	55	7430
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 9/36	10.5	13.5	36	7431
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 9/55	10.5	13.5	55	7432
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 10/36	12.0	15.0	36	7433
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 10/55	12.0	15.0	55	7434
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 12/36	13.5	17.0	36	7435
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad 12/55	13.5	17.0	55	7436

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk Återanvändbar.
ID - innerdiameter, YD - ytterdiameter, L - längd (i mm)



Provox® Life™ LaryTube™ Fenestrerad med Ring

Provox Life™ LaryTube™ kan användas för att fästa Provox Life™ HME och tillbehör.

För patienter med ett krympande trakeostoma kan den också användas för att bibehålla öppningen av trakeostomat. Fenestrerad med Ring modellen är tillverkad för att användas med en röstventil. Den kan endast fästas med ett Provox Life™ plåster.

Produktnamn	ID	YD	L	Ref.nr.
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 8/36	9.5	12.0	36	8048
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 8/55	9.5	12.0	55	8049
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 9/36	10.5	13.5	36	8050
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 9/55	10.5	13.5	55	8051
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 10/36	12.0	15.0	36	8052
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 10/55	12.0	15.0	55	8053
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 12/36	13.5	17.0	36	8054
Provox Life™ LaryTube Fenestrerad med Ring 12/55	13.5	17.0	55	8055

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk Återanvändbar.
ID - innerdiameter, YD - ytterdiameter, L - längd (i mm)





Provox® Life™ LaryButton™

För att bibehålla stomats öppning.




Produktnamn	Ref.nr.
Provox Life™ LaryButton 12/8	8040
Provox Life™ LaryButton 12/18	8041
Provox Life™ LaryButton 14/8	8042
Provox Life™ LaryButton 14/18	8043
Provox Life™ LaryButton 16/8	8044
Provox Life™ LaryButton 16/18	8045
Provox Life™ LaryButton 18/8	8046
Provox Life™ LaryButton 18/18	8047

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk. Återanvändbar.



Provox® Life™ BasePlate Adaptor

Provox Life BasePlate Adaptor gör det möjligt att ansluta en enhet, t.ex. en HME-kassett med en ISO 15 mm standardkoppling, till ett Provox Life-tillbehör.



Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ BasePlate Adapter	1 st.	8057

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk



Provox® Life™ Shower

Skyddar stomat mot vatten när man duschar. Kompatibel med samtliga Provox Life™ plåster.



Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Shower	1 st.	8308

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk..




Provox® Adhesive Strip™

Ger ytterligare försegling och skyddar Provox Life™ Night-plåster vid duschning.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Adhesive Strip	10 st.	8015

Icke-steril, avsedd för enpatientsbruk



Provox® TubeBrush

Provox TubeBrush används för att rengöra Provox Life LaryTube och Provox Life LaryButton.

Produktnamn	Antal	Storlek	Ref.nr.
Provox TubeBrush	6 st.	8 mm	7660
Provox TubeBrush	6 st.	12 mm	7661

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® TubeHolder

Provox TubeHolder har utvecklats speciellt för att användas med Provox Life LaryTube och Provox Life LaryButton.

Den är lämplig för användare med känslig hud runt trakeostomat. De integrerade hakarna ger optimal passform till vingarna på Provox Life LaryTube och LaryButton.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox TubeHolder	1 st.	7668

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® LaryClip™

Provox LaryClip är ett alternativ till Provox TubeHolder.

Produktnamn	Ref.nr.
1 set: 8 pcs LaryClip, 40 pcs LaryClip Base	7669

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



Handsfree





Provox® Life™ FreeHands HME

Denna HME är utformad för att möjliggöra handsfree-tal i kombination med Provox FreeHands Flexivoice™.

- Frihet att tala och använda båda händerna samtidigt
- Enkelt byte av HME utan användning av hjälpmedel
- Bra befuktningsförmåga och måttligt andningsmotstånd
- Passar alla Provox Life™plåster och befintlig Provox Freehands FlexiVoice



Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ FreeHands HME	30 st.	7440

Ikke-steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® FreeHands FlexiVoice™

Ger möjlighet att tala utan att behöva använda händerna. Tillgänglig i fyra olika membranstyrkor; Light, Medium, Strong och XtraStrong.

- Välj mellan att tala hands-free eller med fingerocklusion
- Finns i fyra olika membranstyrkor
- Kan ställas i låst position vid fysisk aktivitet
- Enkel och snabb att ställa in
- Används tillsammans med Provox FreeHands HME



Produktnamn	Ref.nr.
Provox Life™ FreeHands FlexiVoice Set Plus: 1 lätt, 1 medium, 1 starkt, 2 Arches (båge) 20 Provox Life™ FreeHands HME	8210
Provox FreeHands FlexiVoice Set: 1 lätt, 1 medium, 1 starkt, 2 Arches (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	7760
Provox FreeHands FlexiVoice Light: 1 lätt, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8161
Provox FreeHands FlexiVoice Medium: 1 medium, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8162
Provox FreeHands FlexiVoice Strong: 1 starkt, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8163
Provox FreeHands FlexiVoice XtraStrong: 1 XtraStrong, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8166





Provox® Life™ Stability-plåster

Ett plåster utformat för att ge extra stabilitet och stöd runt stomat.

- Nytt flexibelt material som ger bra komfort
- Stark vidhäftning, vilket ger större säkerhet under dagen
- Bra passform för djupt stoma
- Lämplig för handsfree-tal
- SecureFit™ för säkerhet, komfort och kompatibilitet i alla Provox Life™ HME:er

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Life™ Stability-plåster	15 st.	8263

Ikke steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® FreeHands FlexiVoice™ Arch

För att hindra att kläder täpper till öppningen på FlexiVoice.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox FreeHands FlexiVoice Arch	5 st.	8165



Provox® FreeHands Support™

För att minska stomarörelse och förbättra röstkvaliteten när du talar handsfree med Provox FreeHands FlexiVoice.


Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox FreeHands Support Starter Set: 1 Support Flat* 1 Support Medium* 1 Support Deep*	1 st.	8020
Provox FreeHands Support Flat*	1 st.	8021
Provox FreeHands Support Medium*	1 st.	8022
Provox FreeHands Support Deep*	1 st.	8023
Provox FreeHands Support Adhesive**	15 st.	8024

* Ikke-steril, avsedd för enpatientsbruk. Återanvändbar.

** Ikke-steril, avsedd för enpatientsbruk



Hudvård





Provox® Adhesive Remover

Hjälper till att ta bort plåstret och gör det lättare att avlägsna klisterrester.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Adhesive Remover	50 st.	8012

Icke-steril, avsedd för engångsanvändning



Provox® Cleaning Towel

Rengör huden innan ett plåster sätts på. Den är alkoholbaserad och parfymfri.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Cleaning Towel	10 st.	7244

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.
Innehåller 20 st återförslutningsbara förpackningar med 10 st rengörings-servetter i varje.



Provox® Skin Barrier

Lämnar ett skyddande lager på huden. Används efter rengöring av huden och innan plåstret sätts på.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Skin Barrier	50 st.	8011

Icke-steril, avsedd för engångsbruk.



Provox® Silicone Glue


Förbättrar vidhäftningen av plåster på huden.

Produktnamn	Antal	Ref.nr.
Provox Silicone Glue	1 st.	7720


Icke-steril, avsedd för flera appliceringar. Flaska med pensel i locket,




Anatomiska illustrationer




Innan total laryngektomi



Efter total laryngektomi



Tal med Provox röstventil:
Manuell ocklusion av Provox® Life™ HME fastsatt
med Provox® Life™ plåster.



Tal med Provox röstventil:
Handsfree tal med Provox FreeHands FlexiVoice
fastsatt med Provox® Life™ plåster.

Produktöversikt



Produktöversikt

Produktnamn	Ref. nr.	Antal	Mina urval	Mina noteringar
TALA				
Provox Vega™ Puncture Set	8147-8149	1		
Provox Vega™	4282-4287	1		
TwistLock	8032	10		
Provox Vega™ XtraSeal™	4300-4305	1		
Provox ActiValve®	7149-7169	1		
Provox Capsule	7797	1		
Provox Brush				
Brush	7204	6		
Brush XL	7225	6		
Brush Long	8404	6		
Brush Long XL	8425	6		
Provox Flush	8109	1		
Provox Plug	7205	1		
Provox Vega™ Plug	8139	1		
Provox XtraFlange™	7275	1		
Provox GuideWire	7215	1		
Provox Measure	7270-7271	1-5		
Provox Dilator	7211	1		
Provox TruTone EMOTE®	7439	1		
ANDAS				
Provox Life™ Home HME	8311	30		
Provox Life™ Go HME	8310	30		
Provox Life™ Night HME	8262	30		
Provox Life™ Protect HME	8313	15		
Provox Life™ Energy HME	8312	30		
Provox Life™ Standard-plåster				
Rund	7460	30		
Oval	7461			
Plus	7462			
Provox Life™ Sensitive-plåster				
Rund	7463	30		
Oval	7464			
Plus	7466			
Provox Life™ Stability-plåster	8263	15		
Provox Life™ Night-plåster	8261	15		
Provox Life™ LaryTube™				
Standard		1		
Standard med Ring		1		
Fenestrerad		1		
Fenestrerad med Ring		1		
Provox LaryButton™	8040-8047	1		
Provox BasePlate Adaptor	7263	1		

Produktnamn	Ref. nr.	Antal	Mina urval	Mina noteringar
ANDAS				
Provox Life™ BasePlate Adaptor	8057	1		
Provox HME Cassette Adaptor	7246	1		
Provox Life™ Shower	8308	1		
Provox Adhesive Strip	8015	10		
Provox Swab Small	8250-8258	50		
Provox TubeBrush	7660-7661	6		
Provox TubeHolder	7668	1		
Provox LaryClip™	7669	1		
Provox HME Cap matt titan	7730	1		
Provox LaryButton™ Sizer Kit	7690	1		
Provox LaryTube™ Sizer Kit	7648	1		
HANDSFREE				
Provox Life™ FreeHands FlexiVoice™ Set Plus	8210	1		
Provox FreeHands FlexiVoice™ Set	7760	1		
Provox FreeHands FlexiVoice™				
Light	8161	1		
Medium	8162	1		
Strong	8163	1		
Xtrastrong	8166	1		
Provox Life™ FreeHands HME	7440	30		
Provox Life™ Stability-plåster	8263	15		
Provox FreeHands FlexiVoice™ Arch	8165	5		
Provox FreeHands Support™				
Starter Set	8020	1		
Flat	8021	1		
Medium	8022	1		
Deep	8023	1		
Adhesive	8024	15		
HUDVÅRD				
Provox Adhesive Remover	8012	50		
Provox Cleaning Towel	7244	10		
Provox Skin Barrier	8011	50		
Provox Silicone Glue	7720	1		
Provox Protector	7385-7386	10		
Provox Protector Air	7391-7394	10		
Provox Protector Slim	7387-7390	10		





Kontakt

Under finner du alla våra globala adresser och kontaktinformation till respektive land. Välj det land du önskar kontakta och hör av dig till oss, vi finns alltid här för att hjälpa dig.

Huvudkontor & Tillverkning:

Atos Medical AB
Tel. +46 (0) 415-198 00
info@atosmedical.com
www.atosmedical.com

Australien:

Atos Medical Pty Ltd
Tel. +61 1800 286 728
info.au@atosmedical.com
www.atosmedical.com.au

Österrike:

Atos Medical Austria GmbH
Tel. +43 7472 6659-5
service.austria@atosmedical.com
www.atosmedical.de

Belgien:

Atos Medical BVBA / SPRL
Tel. +32 (0)2 218 55 50
info.be@atosmedical.com
www.atosmedical.be

Brasilien:

Atos Medical Ltd
Tel. +55 11 2305 2022
info.br@atosmedical.com
www.atosmedical.com.br

Canada:

Atos Medical Canada Inc
Tel. +1 833 514 2867
info.ca@atosmedical.com
www.atosmedical.ca

Frankrike:

Atos Medical S.A.S.
Tel. +33 (0)1 49 08 01 00
info.fr@atosmedical.com
www.atosmedical.fr

Tyskland:

Atos Medical GmbH
Tel. +49 (0)800 53 53 667
info.de@atosmedical.com
www.atosmedical.de

Ungern:

Atos Medical AB Magyarországi
Tel. + 36 70 377 2414
www.atosmedical.com

Italien:

Atos Medical Srl
Tel. +39 049 775 522
info.it@atosmedical.com
www.atosmedical.it

Japan:

Atos Medical Japan Inc.
Tel. +81 (0)3 4589 2830
info.jp@atosmedical.com
www.atosmedical.jp

Nederländerna:

Atos Medical B.V.
Tel. +31 (0)79 593 5000
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

Na Zeeland:

Atos Medical Ltd
Tel. +64 (0)4 576 2100
info.nz@atosmedical.com
www.atosmedical.co.nz

Norden:

Tel. +46 (0)415-19820
kundtjanst@atosmedical.com
www.atosmedical.com

Polen:

Atos Medical Poland Sp. z o.o.
Tel. +48 22 295 00 16
biuro@atosmedical.com
www.atosmedical.com

Portugal:

Atos Medical Spain S.L.
Sucursal em Portugal
Tel. +351 212 539 281
info.pt@atosmedical.com
www.atosmedical.pt

Spanien:

Atos Medical Spain S.L.
Tel. +34 93 323 91 95
info.es@atosmedical.com
www.atosmedical.es

Schweiz:

Atos Medical, Switzerland
Tel. +41 (0)44 380 60 90
info.ch@atosmedical.com
www.atosmedical.ch

Storbritannien:

Atos Medical UK
Tel. +44 (0)115 784 1899
info.uk@atosmedical.com
www.atosmedical.co.uk

U.S.A:

Atos Medical Inc.
Tel. +1 800 217 0025
info.us@atosmedical.com
www.atosmedical.us



På Atos Medical arbetar vi för att ge en röst till personer som andas genom ett stoma, med designlösningar och teknik som bygger på decennier av erfarenhet och en djup förståelse för våra användare.

Kontakta oss för mer information:

Telefon: **+46 415 198 20**

Email: **kundtjanst@atosmedical.com**

Webb: **www.atosmedical.se**

Huvudkontor:

Atos Medical AB, Hyllie Boulevard 17, SE-215 32 Malmö, Sweden

Tillverkning:

Atos Medical AB, Kraftgatan 8, P.O. Box 183, SE-242 35 Hörby, Sweden

Observera:

Den här katalogen är endast avsedd för distribution utanför USA.