

Hej!

Vi vill informera er om att *temperaturindikatorn* på våra vattenpåsar tillhörande våra system för transanal irrigation, Peristeen Plus, kommer att tas bort (rödmarkerat nedan).

Peristeen Plus system



Med temperaturindikator



Utan temperaturindikator

Temperaturindikatorns funktion:

- Vid irrigering fylls påsen med kroppstempererat vatten. Som en vägledning till vad kroppstempererat vatten innebär, så har temperaturindikator indikerat när vattentemperaturen legat inom de rekommenderade 34-40 °C.

Orsak och förändringar:

- Temperaturindikatorn tas bort från vattenpåsarna på grund av nödvändiga förbättringar av funktionen.
- Förändringarna innebär ingen ny hantering av systemet mer än att man som alltid ska se till att vattnet varken är för kallt eller för varmt, utan kroppstempererat. Det står sedan tidigare anvisningar i bruksanvisningen om vattentemperaturen, men det kommer i övergången även att medfölja ett ytterligare informationsblad om detta.

När förändringen sker:

- Under januari kommer produktionen övergå till vattenpåsar utan temperaturindikator och beroende på lagernivåer kommer därefter de nya vattenpåsarna successivt att nå er.

20 januari 2026

Maria Bergström
Marknadschef Tarmkontinens
Tel.: +46 300 332 56
Mob.: +46 708 22 67 90
Mail: semabe@coloplast.com

Coloplast AB
Box 10171
Borgmästaregatan 10a
SE-434 22 Kungsbacka
Sverige
www.coloplast.se
46 (0)300 332 56

Org. nr. 556207-5431
Bg 646-1909

Berörda produkter:

| Produktbeskrivning | Coloplasts artikelnr |
|---|-----------------------------|
| Peristeen Plus system Ballong Standard (inkl.necessär) | 291400 |
| Peristeen Plus system Ballong Standard (exkl. necessär) | 291410 |
| Peristeen Plus system Ballong Small (inkl.necessär) | 291470 |
| Peristeen Plus system Ballong Small (exkl. necessär) | 291480 |
| Tillbehörsset Standard | 291420 |
| Tillbehörsset Small | 291490 |
| | |
| Produktbeskrivning | Coloplasts artikelnr |
| Peristeen Plus system Kona (inkl.necessär) | 291600 |
| Peristeen Plus system Kona (exkl. necessär) | 291610 |
| Tillbehörsset Kona | 291620 |

Vid frågor är ni givetvis varmt välkomna att höra av er,

Mvh,
Maria Bergström
Marknadschef Tarmkontinens, Coloplast Sverige