

### Fix Premium, elastisk fixeringsbinda REF 4150 - 4156

Version: 25.04.2013, rev. 2

Printed: 25.4.2013

REF	Beskrivning	Mått
4150	Elastisk fixeringsbinda	4 cm x 4 m
4151	Elastisk fixeringsbinda	6 cm x 4 m
4152	Elastisk fixeringsbinda	8 cm x 4 m
4153	Elastisk fixeringsbinda	10 cm x 4 m
4154	Elastisk fixeringsbinda	12 cm x 4 m
4155	Elastisk fixeringsbinda	15 cm x 4 m
4156	Elastisk fixeringsbinda	20 cm x 4 m



**NATURAL LATEX FREE**

<b>Material:</b>	60% polyamid / 40% viskos																																								
<b>Färg:</b>	Vit																																								
<b>Töjbarhet</b>	100%, otöjd längd 2 m / töjd längd 4 m																																								
<b>REACH föreskrifter:</b>	Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).																																								
<b>Användningsområden/Egenskaper:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixering av sårförband, speciellt kring leder</li> <li>• Fixering vid spjälning</li> <li>• Som stöd ex. efter borttagning av förband</li> <li>• För kompression vid behandling av ödem</li> <li>• Som stöd vid amputationer och ledbandsskador</li> </ul>																																								
<b>Hållbarhetstid:</b>	5 år																																								
<b>Antal/mått dispenserlåda och transportlåda:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>Antal/ dispenserlåda</th> <th>Antal/ transp.låda</th> <th>Mått Disp. (mm) L x B x H</th> <th>Mått TRP (mm) L x B x H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4150</td> <td>20</td> <td>720</td> <td>160x129x45</td> <td>425x340x278</td> </tr> <tr> <td>4151</td> <td>20</td> <td>560</td> <td>160x129x65</td> <td>475x340x278</td> </tr> <tr> <td>4152</td> <td>20</td> <td>480</td> <td>160x129x85</td> <td>530x340x278</td> </tr> <tr> <td>4153</td> <td>20</td> <td>400</td> <td>160x129x105</td> <td>545x340x278</td> </tr> <tr> <td>4154</td> <td>20</td> <td>320</td> <td>160x129x125</td> <td>520x340x278</td> </tr> <tr> <td>4155</td> <td>20</td> <td>240</td> <td>160x129x155</td> <td>485x340x278</td> </tr> <tr> <td>4156</td> <td>20</td> <td>240</td> <td>160x129x205</td> <td>500x280x430</td> </tr> </tbody> </table>	REF	Antal/ dispenserlåda	Antal/ transp.låda	Mått Disp. (mm) L x B x H	Mått TRP (mm) L x B x H	4150	20	720	160x129x45	425x340x278	4151	20	560	160x129x65	475x340x278	4152	20	480	160x129x85	530x340x278	4153	20	400	160x129x105	545x340x278	4154	20	320	160x129x125	520x340x278	4155	20	240	160x129x155	485x340x278	4156	20	240	160x129x205	500x280x430
REF	Antal/ dispenserlåda	Antal/ transp.låda	Mått Disp. (mm) L x B x H	Mått TRP (mm) L x B x H																																					
4150	20	720	160x129x45	425x340x278																																					
4151	20	560	160x129x65	475x340x278																																					
4152	20	480	160x129x85	530x340x278																																					
4153	20	400	160x129x105	545x340x278																																					
4154	20	320	160x129x125	520x340x278																																					
4155	20	240	160x129x155	485x340x278																																					
4156	20	240	160x129x205	500x280x430																																					

### Fix Premium, elastisk fixeringsbinda REF 4150 - 4156

Version: 25.04.2013, rev. 2

Printed: 25.4.2013

<b>MBE (minsta beställningsbara enhet):</b>	Transportlåda
<b>Dispenserlåda:</b>	ECF (eller TCF) cellulosa
<b>Transportlåda:</b>	ECF (eller TCF) cellulosa
<b>Packtejp:</b>	PVC-free
<b>I enlighet med legala krav för:</b>	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I
<b>Kvalitetskrav:</b>	I enlighet med ISO13485
<b>Etikettinformation:</b>	I enlighet med EN 15223-1 och EN 1041
<b>Förvaringsrekommendation:</b>	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering:</b>	Energiåtervinning eller blandat avfall
<b>Risk vid återanvändning:</b>	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

<b>Strekkoder: Enhetsförpackning</b>	<b>Dispenserlåda</b>	<b>Transportförpackning</b>
Ej tillämpligt	6438129314632 4150 dispenser  6 438129 314632	6438129514636 4150 carton  6 438129 514636
Ej tillämpligt	6438129314649 4151 dispenser  6 438129 314649	6438129514643 4151 carton  6 438129 514643
Ej tillämpligt	6438129314656 4152 dispenser  6 438129 314656	6438129514650 4152 carton  6 438129 514650

### Fix Premium, elastisk fixeringsbinda REF 4150 - 4156

Version: 25.04.2013, rev. 2

Printed: 25.4.2013

Ej tillämpligt	6438129314663 4153 dispenser  6 438129 314663	6438129514667 4153 carton  6 438129 514667
Ej tillämpligt	6438129314670 4154 dispenser  6 438129 314670	6438129514674 4154 carton  6 438129 514674
Ej tillämpligt	6438129314687 4155 dispenser  6 438129 314687	6438129514681 4155 carton  6 438129 514681
Ej tillämpligt	6438129314694 4156 dispenser  6 438129 314694	6438129514698 4156 carton  6 438129 514698